



Earloop procedural mask

Masque procédural à boucles auriculaires

Natural mask with enclosed aluminum nosepiece

Masque procédural munis de barette nasale en aluminium

- **For single use only** Usage unique seulement
 - **Extremely soft** Extrêmement doux
 - **High breathability** Respiration optimale
 - **Latex-free** Sans latex
 - **Fluid-resistant** Résistant aux liquides
 - **Light** Léger
-
- **Compliance standards ASTM** Conformité à la norme ASTM
 - **ISO 11607**
 - **Quality assurance ISO 9001 certified by SGS (UK) and SIRIM (Malaysia), ISO 13485 certified by SGS (UK), CMDCAS ISO 13485 Certification, CE, FDA**
Assurance de qualité ISO 9001 certifié par SGS (Angleterre) et SIRIM (Malaisie), ISO 13485 certifié par SGS (Angleterre), Certification CMDCAS ISO 13485, CE, FDA
 - **Health Canada Approved** Homologué par Santé Canada

Colors Couleurs

Level Niveau 1		
Code	Color Couleur	Size Taille
2210	Blue Bleu	One size Taille unique
Level Niveau 2		
Code	Color Couleur	Size Taille
2220	Blue Bleu	One size Taille unique
2221	White Blanc	
2222	Pink Rose	

Dimensions

Measured part Partie mesurée	Dimensions (cm)
Length Longueur	17.3
Height Hauteur	7.6
Earloop length Longueur boucle auriculaire	15.2
Nosepiece Barette nasale	11.5

ASTM 2 - F2100-11 Requirements met

	Level Niveau 1	Level Niveau 2
Fluid-resistant Résistance aux liquides	80 mmHg	120 mmHg
Bacterial filtration efficiency Efficacité de la filtration bactérienne	>95%	>98.8%
Particulate filtration efficiency Efficacité de filtration	>95%	>98%
Delta P Delta P	4, 0	5, 0

Instruction for use Instruction pour utilisation

The facemasks prevent the spread of germs from one person to another and protect an individual from inhaling airborne particulates. The type of work that you are doing should determine the type of mask you will be using. The ear loop and tie-on masks are the most popular masks used. For proper use of the ear loop mask, hold it in front of the face, at the nose level, place loop around each ear and pinch aluminum nosepiece to secure. For the tie-on mask, hold in front of the face, at the nose level, place ties over the crown of your head, secure with a bow then pinch aluminum nosepiece to secure. The masks are single use only. Different thicknesses, materials and colors are available. Les masques faciaux empêchent la propagation des germes d'une personne à l'autre et empêchent une personne d'inhaler des particules en suspension dans l'air. Le type de travail que vous effectuez devrait déterminer le type de masque que vous utiliserez. Le masque à boucles auriculaires et les masques avec lacets sont les masques les plus utilisés. Pour utiliser correctement le masque à boucles auriculaires, tenez-le devant le visage, au niveau du nez, placez une boucle autour de chaque oreille et pincez la barrette nasale en aluminium pour le fixer. Pour le masque avec lacets, tenez-le devant le visage, au niveau du nez, placez des attaches sur la couronne de la tête, fixez-le en faisant un nœud puis pincez la barrette nasale en aluminium pour le fixer. Les masques sont à usage unique seulement. Différentes épaisseurs, matériaux et couleurs sont disponibles.

50 masks per box, 10 boxes per shipping carton. To order, please refer to a specific size and mention the product code.
50 masques par boîte, 10 boîtes par carton de transport. Pour commander, veuillez spécifier la taille et le code du produit.

